


FICHA INFORMATIVA DE TECNOVIGILANCIA

INFORMACION RESUMIDA DE SEGURIDAD DE LLAVE DE PASO DE TRIPLE VÍA CON TUBO DE EXTENSIÓN

Base de datos regional de tecnovigilancia

Se revisó la base de datos de la región Puno, encontrándose 9 casos de incidente adverso del dispositivo medico llave de paso de triple vía con tubo de extensión.



Descripción del DM

La llave de triple vía es un dispositivo medico estéril de uso manual, es un sistema de conexión de plástico rígido especificado para cualquier tipo de catéter venoso periférico, se utiliza para el control de flujoterapia para la administración de medicamentos en bolo sin la necesidad de pinchar o descartar el equipo de venoclisis del paciente, vienen en dos presentaciones sin extensión y con extensión, con extensión son de 10 centímetros son las más cómodas de utilizar también hay conexión de 50 centímetros. De un solo uso.

Advertencias y precauciones

Reconocer los problemas técnicos, como mal funcionamiento y fallas del dispositivo a fin de evitar las complicaciones. Si el empaque presenta daños o alteraciones, su uso está estrictamente prohibido. Las capacitaciones tienen que ser brindadas por personal especializado.

Recomendaciones

Los profesionales de la salud que hagan uso de llave de paso de triple vía deben recibir capacitación adecuada y especializada, que tenga sesiones estandarizadas sobre el uso de un solo paciente y entender que no debe ser reutilizado.

Competencias del usuario: Profesionales de la salud, deben recibir capacitación, que permitan tener expertis en el analisis del control de calidad y su uso